

Escova Dental à Pilha – Uso Adulto

Modelo EDA-01

Funções do Aparelho:

- Realizar a limpeza dos dentes através da sua cabeça oscilante.

Benefícios que Este Aparelho Oferece:

- Acompanha 1 refil da escova.
- As cerdas são arredondadas para não machucar as gengivas.
- Velocidade de 6.800 oscilações por minuto proporcionando uma rápida limpeza dos dentes.
- Garantia de 3 meses para a escova. As cerdas não possuem garantia.



Como manusear:

1. Coloque 2 pilhas "AA" alcalinas.
2. Molhe as cerdas e coloque o creme dental.
3. Encoste as cerdas nos dentes pressionando o botão "ligar".

Obs: Os dentistas sugerem o uso em até 5 minutos.

Para escovar os dentes: Escove primeiro a parte externa, seguida da parte interna e por fim a área de mastigação.

4. Para desligar, basta pressionar o botão "desligar".
5. Lave as cerdas e a haste com água e enxugue-as.

INFORMAÇÕES DETALHADAS, VIDE MANUAL DE INSTRUÇÕES.

Especificações Técnicas

Modelo	EDA-01 – Uso Adulto
Alimentação	2 pilhas "AA" alcalinas

Estas especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio com a finalidade de aperfeiçoamento.
